

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc

Ortesi del tronco

Soft Tec Dorso

Indikation

- Osteoporose, postoperative Stabilisierung

Eigenschaften

- Aufrichtende Wirbelsäulen und Entlastung des Thorakolumbalen Übergangs (L2-Th8)

Ausführung

- In div. Grössen
- Bei starker Kyphose Massanfertigung nach Gipsabdruck notwendig

Soft Tec Dorso

Indications

- Ostéoporose
- Stabilisation postopératoire

Propriétés

- Redressement du rachis et décharge D8-L2
- En diverses grandeurs
- En cas de cyphose sévère, réalisation possible sur mesure par moulage plâtré

Soft Tec Dorso

Indicazione

- Osteoporosi
- Stabilizzazione postoperatoria

Caratteristiche

- Estensione vertebrale con scarico dei segmenti (L2-TH8)
- Per gravi cifosi
- Costruzione su misura su calco in gesso



Soft Tec Dorso

