

Rumpf-Orthesen

Orthèses du tronc

Ortesi del tronco

Dreipunktekorsett

Indikation

- Kompressionsfrakturen Th9-L5
- Bei Osteoporose mit Vorbehalt

Eigenschaften

- Aufrichten und Fixieren der Wirbelsäule in Hyperlordose

Ausführung

- Diverse Grössen, muss aber angepasst werden

Corset 3 points

Indications

- Fractures par compression du mur antérieur D9 à L5
- Ostéoporose avec antéversion

Propriétés

- Redressement et fixation de la colonne vertébrale en hyperlordose
- Diverses grandeurs, doit être adapté

Corsetto tre punti

Indicazione

- Fratture di compressione a (TH9-L5)
- Limitata osteoporosi

Caratteristiche

- Raddrizza e fissa le vertebre in iperlordosi
- Da adattare



Dreipunktekorsett-Rahmen
Corset 3 points
Corsetto tre punti



Dreipunktekorsett- Bähler
Corset 3 points - Bähler
Busto 3 punti - Bähler

